

【美顔（フェイシャル）】

グローブ

## 【美顔（首すじ）】

〔次の手順で操作してください〕



- モード：美顔
- 強さ　：6～10の範囲で使用してください。
- ◆ 手のひら全体を首すじに当て、軽く接圧した状態で軽く押し上げるように使用してください。
- 基本：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に皮膚が伸びる範囲動かす。
- 応用：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に「ゆっくりさする」
- 週に2～3回、お顔全体で約10分の使用が適当です。
- 耳・傷口・のど仏付近には使用しないでください

## 【美顔（フェイスライン）】

〔次の手順で操作してください〕



- モード：美顔
- 強さ　：6～10の範囲で使用してください。
- ◆ 手のひら全体を頬に当て、斜め後ろに軽く引き上げるように使用してください。
- 基本：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に皮膚が伸びる範囲動かす。
- 応用：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に「ゆっくりさする」
- 週に2～3回、お顔全体で約10分の使用が適当です。
- 耳・傷口・のど仏付近には使用しないでください

## 【美顔（ほうれい線）】

〔次の手順で操作してください〕



- モード：美顔
- 強さ　：6～10の範囲で使用してください。
- ◆ ほほを少しふくらませ、ほうれい線の上下に指を数本ずつ当てて使用してください。
- 基本：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に皮膚が伸びる範囲動かす。
- 応用：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に「ゆっくりさする」
- 週に2～3回、お顔全体で約10分の使用が適当です。
- 耳・傷口・のど仏付近には使用しないでください

## 【美顔（目もと）】

〔次の手順で操作してください〕



- モード：美顔
- 強さ　：6～10の範囲で使用してください。
- ◆ 指先を数本ずつ目元に当てて使用してください。
- 基本：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に皮膚が伸びる範囲動かす。
- 応用：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に「ゆっくりさする」
- 週に2～3回、お顔全体で約10分の使用が適当です。
- 耳・傷口・のど仏付近には使用しないでください

## 【美顔（額）】

〔次の手順で操作してください〕



- モード：美顔
- 強さ　：6～10の範囲で使用してください。
- ◆ 額に指先または指の腹を当て、軽く引き上げるように使用してください。
- ◆ 上まぶたには使用しないでください。
- 基本：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に皮膚が伸びる範囲動かす。
- 応用：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に「ゆっくりさする」
- 週に2～3回、お顔全体で約10分の使用が適当です。
- 耳・傷口・のど仏付近には使用しないでください

## 【美顔（頭皮）】

〔次の手順で操作してください〕



- モード：美顔
- 強さ　：6～10の範囲で使用してください。
- ◆ 頭皮に指先または指の腹を当て、軽く引き上げるように使用してください。
- 基本：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に皮膚が伸びる範囲動かす。
- 応用：気になる箇所を軽く接圧した状態で変えたい方向に「ゆっくりさする」
- 週に2～3回、お顔全体で約10分の使用が適当です。
- 耳・傷口・のど仏付近には使用しないでください