

**エトワール 安全上のご注意**

# エトワール 安全上のご注意

下記のような医用電子機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので**絶対に使用しないでください**。

人体に重大な被害を招くおそれがあります。

1. ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器
2. 心電計等の装着型の医用電子機器
3. 人工心肺等の生命維持用医用電子機器

次の人は、使用をさけるか、または、**必ず医師と相談のうえご使用ください。**  
 事故や体調不良を起こすおそれがあります。

・急性疾患の人	・悪性腫瘍のある人	・心臓に障害のある人
・熱の高い人（38℃以上）	・感染症疾患のある人	・貧血ぎみの人
・妊娠中、生理中、出産直後の人	・脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの人	
・適用部位の皮膚に異常（感染症、創傷など）のある人		
・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人		
・血圧に異常のある人	血圧の高い基準値	
	（最高血圧180mmHg以上）	（最低血圧120mmHg以上）
	血圧の低い基準値	
	（最高血圧100mmHg以下）	（最低血圧50～60mmHg以下）

次の人は、使用をさけるか、または、**必ず医師と相談のうえご使用ください。**  
事故や体調不良を起こすおそれがあります。

- 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないときは、ご使用しないでください
- 長時間使用しなかった場合は、動作確認を行ってから使用してください。
- 必ず本器専用の電極コード（プラグ）を使用してください。
- 差込プラグは確実に接続してください。
- 電極パッドにネックレスなどの金属が触れないようにしてください。  
触れると急激な刺激の原因となります。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。
- つき指・ねんざ・打撲等の初期（温めてはいけない状態）は使用しないでください。
- 飲酒時や、睡眠薬を飲んだ時は使用しないでください。