

【電子ローラー】

エレクトロクロレンジング工程



① クレンジング



② 洗顔



③ セッティング

- クレンジング用パックに精製水を十分湿らせしずくの垂れない程度して使用する



④ 通電（一極）

- エレクトロクレンジング（**一極性**）で3～5分程度万遍なくローリング



⑤ シートの交換&セッティング

- クレンジング用パックに精製水を十分湿らせしずくの垂れない程度して使用する



⑥ 通電 (+極)

- エレクトロクレンジング (+極性) で3~5分程度万遍なくローリング

【導電性手袋】

エレクトロクレンジング工程



① クレンジング



② 洗顔



③ セッティング

- クレンジング用パックに精製水を十分湿らせしずくの垂れない程度して使用する



④ 通電（一極）

- 導電性手袋に水分を十分湿らせしずくの垂れない程度して使用する
- エレクトロクレンジング（**一極性**）で3～5分程度万遍なくローリング



⑤ シートの交換&セッティング

- クレンジング用パックに精製水を十分湿らせしずくの垂れない程度して使用する



⑥ 通電 (+極)

- 導電性手袋に水分を十分湿らせしずくの垂れない程度して使用する
- エレクトロクレンジング (**+極性**)
で3~5分程度万遍なくローリング

【導電性マスク】

エレクトロクロレンジング工程



① クレンジング



② 洗顔



③ セッティング

クレンジング用パックに精製水を十分湿らせしずくの垂れない程度して使用する



④ 通電（一極）

- 電極パッドの配線は**縦縦**および**横横**でセットしてください
- エレクトロクレンジング（**一極性**）で3～5分程度万遍なくローリング



⑤ シートの交換&セッティング

クレンジング用パックに精製水を十分湿らせしずくの垂れない程度して使用する



⑥ 通電 (+極)

電極パッドの配線は縦縦および横横でセットしてください

- エレクトロクレンジング (**+極性**)
で3~5分程度万遍なくローリング