


イオン導入法

一般的には以下のような悩みの改善を得ることができます。

- ・肌の赤み、くすみ
- ・シミ
- ・そばかす
- ・ニキビ跡
- ・『乾燥』肌
- ・シワ
- ・たるみ

イオン導入法


イオン導入時のイメージ



イオン導入器からマイナスの電気を流すことでビタミンC誘導体などのマイナスイオンを帯びた美容成分は肌表面から奥側へと反発される

イオン導入法

イオン導出時のイメージ



プラスの成分は
浸透する

⊖ にイオン化した成分

- ・トレハロース
- ・ラフィノース
- など

マイナスの成分は
吸着する

⊕ にイオン化した成分

- ・古い角質
- ・ホコリ
- ・たばこの煙
- ・排気ガス
- ・ダニの死骸

プラスのイオンで浸透する美容成分は少なく、プラスの電流によるイオン導入はあまり行われません。



① クレンジング



② 洗顔



③ セッティング

- 好みの化粧水成分のペーパーマスクをご使用ください。
- しずくの垂れない程度して使用する



④ 通電（一極）

- イオン導入はクリップを手首に挟み又はアース棒を左手で握り10～15分程度、万遍なくローリングしてください。

イオン導入法



① クレンジング



② 洗顔



③ セッティング

好みの化粧水成分のペーパーマスクをご使用ください。

しずくの垂れない程度して使用する



④ 通電（一極）

- 電極パッドの配線は**縦縦**および**横横**でセットしてください
- エレクトロクレンジング（**一極性**）で3～5分程度万遍なくローリング